

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Falcon® ピペット印字プリンター変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 1mL、2mL、5mLのFalconピペットについて印字用の新型プリンターが導入されますのでご案内申し上げます。変更内容は下記の通りです。

変更該当製品

カタログ番号	製品名
356507	ピペット アドバンテージ 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356521	ピペット アドバンテージ 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き
356543	ピペット アドバンテージ 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357506	ピペット 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(バルクパッケージ)
357507	ピペット 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357508	ピペット 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357521	ピペット 1mL 0.01m 目盛 綿栓付き
357529	ピペット 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357543	ピペット 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)

変更内容

1. 1mLおよび2mLピペットの製造ラインに新型プリンターが導入されます。
 - プリンター変更に伴い、使用されるインクが溶剤系インクから紫外線硬化インクに変わります。
 - 1mLピペットは、目盛り仕様、印字仕様、カラーコードに変更はありません。
 - 2mLピペットは、目盛り仕様とカラーコードに変更はありませんが、マウスピース近くのロゴ等記載部分がマウスピース側に0.89mm移動します(図1)。
2. 5mLピペットの製造ラインに新型プリンターが導入されます。
 - プリンター変更に伴い、使用されるインクが溶剤系インクから紫外線硬化インクに変わります。
 - 目盛り仕様とカラーコードに変更はありませんが、Falconロゴに登録商標マークが付加されます(FALCON®)。

変更開始時期

2017年 Q2～Q3 頃の変更を予定しています。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

図 1: 2mL Falcon ピペット

