

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Corning® およびFalcon® ピペットコントローラー仕様変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、CorningおよびFalconピペットコントローラーについて、パーツ仕様が変わりますのでご案内申し上げます。

変更内容


- 1) 0.2 μm および0.45 μm PTFEフィルターのサプライヤーが変更になります。これに伴いフィルターへのサプライヤー名の表示がなくなります。フィルターは製品本体に内蔵されて出荷されるほか、付属品として本体のパッケージに同梱されています。



旧

新

- 2) シリコン製ピペットホルダーのデザインが変わります。本変更により、ピペットの装着にかかる力が軽減されます。



旧

新

© 2018 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

変更該当製品

カタログ番号	製品名	カットオフロット番号	
		PTFE フィルター	ピペットホルダー
4099	ストリペッターウルトラ本体	18315001	09118001
4991	PTFE 製孔径 0.2 μ m エアフィルター#4099 用	18315001	
4992	PTFE 製孔径 0.45 μ m エアフィルター#4099 用	18315001	
4993	シリコン製ピペットホルダー#4099 用		09118001
357469	Falcon ピペットコントローラー本体	18217001	09118001
357472	疎水性 PTFE フィルター(0.2 μ m) (5 個入)	18217001	
357473	疎水性 PTFE フィルター(0.45 μ m) (5 個入)	18217001	
357474	シリコン製ピペットホルダー		09118001

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具