

2024年3月25日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® Elplasia® 12K オープンウェルプレート発売のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、4月1日（月）にCorning Elplasia 12K オープンウェルプレートを発売いたします。なお、本製品に関するお問い合わせは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。


記

発売日：2024年4月1日(月)

カタログ 番号	製品名	個/ケース	メーカー 希望小売 価格 (円)
4547	Corning Elplasia 12K オープンウェルプレート ラウンドボトム 超低接着表面	5	47,000

特長

- ・ フタを取り外すことで、スフェロイド培養物へのアクセスが可能
- ・ 底面は、ガス透過性のあるポリスチレンフィルム
- ・ 標準的なANSI/SLAS マイクロプレートのフットプリント
- ・ Corning 超低接着 (ULA) 表面
- ・ 単一の培養条件で均一なスフェロイドを大量に形成
- ・ 1 cm²あたり152個のマイクロキャビティがあり、1プレートで約12,000個の均一な大きさの形のスフェロイドを形成
- ・ 培地交換ポートにより、液体操作時のスフェロイドへの影響を最小限に抑えることが可能



以上