

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

＜＜ Corning® ステップ-R発売のお知らせ＞＞

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、11月5日(月)にCorning ステップ-Rを発売いたします。なお、本製品に関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

発売日:平成30年11月5日

カタログ番号	製品名	個/ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
4217	Corning ステップ-R 連続分注器	1	45,000
6620	Corning シリンジチップ, 0.05mL	100	25,000
6628	Corning シリンジチップ, 0.05mL, 滅菌	100	28,000
6621	Corning シリンジチップ, 0.5mL	100	12,000
6629	Corning シリンジチップ, 0.5mL, 滅菌	100	18,000
6622	Corning シリンジチップ, 1.25mL	100	12,000
6630	Corning シリンジチップ, 1.25mL, 滅菌	100	18,000
6623	Corning シリンジチップ, 2.5mL	100	12,000
6631	Corning シリンジチップ, 2.5mL, 滅菌	100	18,000
6624	Corning シリンジチップ, 5mL	100	12,000
6632	Corning シリンジチップ, 5mL, 滅菌	100	18,000
6625	Corning シリンジチップ, 12.5mL	100	12,000
6633	Corning シリンジチップ, 12.5mL, 滅菌	100	18,000
6626	Corning シリンジチップ, 25mL	25	5,500

© 2018 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

カタログ番号	製品名	個/ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
6634	Corning シリンジチップ, 25mL, 滅菌	25	7,000
6627	Corning シリンジチップ, 50mL	25	6,500
6635	Corning シリンジチップ, 50mL, 滅菌	25	8,000
4218	25mL シリンジチップ 用アダプター	1	1,000
4219	50mL シリンジチップ 用アダプター	1	1,500
6636	Corning スターターパック, ステップ-R、シリンジ-5 各 0.05 mL, 2.5 mL, 5 mL, 12.5mL, 2-各 25mL, 50 mL と 2 アダプター	1	50,000



特長

- ▶ 簡単な容量設定: デバイス上の容量選択チャートを使って容量を設定します。
- ▶ 迅速かつ正確な連続分注: 1回の充填で最大48回の連続分注が可能です。
- ▶ 幅広いポリプロピレンシリンジチップ: 8種類のサイズと滅菌の有無からお選びいただけます。
- ▶ ポジティブディスプレイメントシリンジチップ: グリセロールなどの密度の高い液体やエタノールなどの揮発性の高い液体にもお使いいただけます。
- ▶ メンテナンスフリーです。

以上

© 2018 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階
電話番号: 03-3586-1996(代)