

2021年3月1日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
 ライフサイエンス事業部

Corning® ボトルトップディスペンサー発売のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、3月1日（月）にCorning ボトルトップディスペンサーを発売いたします。なお、本製品に関するお問い合わせは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

記

発売日：2021年3月1日(月)

| カタログ 番号 | 製品名 | 個/ケース | メーカー 希望小売 価格 (円) |
|------------|--|-------|------------------------|
| 本体 | | | |
| 6840 | Corning ボトルトップディスペンサー 0.25 - 2.5 mL GL32 | 1 | 42,000 |
| 6841 | Corning ボトルトップディスペンサー 0.5 - 5 mL GL32 | 1 | 42,000 |
| 6842 | Corning ボトルトップディスペンサー 1.0 - 10.0 mL GL32 | 1 | 42,000 |
| 6843 | Corning ボトルトップディスペンサー 2.5 - 25 mL GL45 | 1 | 56,000 |
| 6844 | Corning ボトルトップディスペンサー 5.0 - 50.0 mL GL45 | 1 | 60,000 |
| 6845 | Corning ボトルトップディスペンサー 10 - 100 mL GL45 | 1 | 76,000 |
| アクセサリ | | | |
| 6867 | Corning BTD 伸縮性吸引チューブ 2.5 - 10 mL | 1 | 3,000 |
| 6868 | Corning BTD 伸縮性吸引チューブ 25 - 100 mL | 1 | 5,000 |
| 6869 | Corning BTD ホウケイ酸ガラス一方向バルブ | 1 | 3,000 |
| 6870 | Corning BTD ホウケイ酸ガラス塩化カルシウムチューブ | 1 | 3,000 |
| 6871 | Corning BTD ネジロアダプター A32/A25 PP 製 | 1 | 1,000 |
| 6872 | Corning BTD ネジロアダプター A32/A28 PP 製 | 1 | 1,300 |
| 6873 | Corning BTD ネジロアダプター A32/A38 PP 製 | 1 | 1,300 |
| 6874 | Corning BTD ネジロアダプター A32/A40 PP 製 | 1 | 1,300 |
| 6875 | Corning BTD ネジロアダプター A32/A45 PP 製 | 1 | 1,300 |
| 6876 | Corning BTD ネジロアダプター A45/A32 PP 製 | 1 | 2,000 |
| 6877 | Corning BTD フレキシブル排出チューブ 2.5 - 10 mL | 1 | 2,000 |
| 6878 | Corning BTD フレキシブル排出チューブ 25 - 100 mL | 1 | 3,000 |
| 6879 | Corning BTD 排出チューブ、保護カバー付き、2.5 - 10 mL | 1 | 2,000 |
| 6880 | Corning BTD 排出チューブ、保護カバー付き、25 - 100 mL | 1 | 3,500 |



特長:

- ▶ 6種類の容量タイプがあり、1回あたり0.25～100 mLの分注が可能です。
- ▶ 内蔵再キャリブレーション機構付きで簡単にラボ内でキャリブレーションができます。
- ▶ コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能です。
- ▶ 360°回転が可能なバルブブロックにより、しっかりとボトルに接続したままあらゆる方向で使用できます。
- ▶ 3ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、液戻しに便利です。
- ▶ 独自の液だれ防止システムで安全に作業ができます。
- ▶ 簡単に分解、清掃ができます。
- ▶ 保証期間は3年です。

以上