

2024年5月7日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® ボトルトップフィルターおよびストレージボトル**
一部製品 滅菌方法追加のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning ボトルトップフィルターおよびストレージボトルの一部製品で滅菌方法が下記の通り追加となりますことをご案内申し上げます。本変更は、製品の安定的な供給を目的としたものです。

製品の仕様、原材料、滅菌保証レベル（SAL）に変更はありません。

敬具

記

変更内容

変更前：ガンマ線照射滅菌

変更後：ガンマ線照射滅菌、または電子線照射滅菌

いずれの方法も、ANSI/AAMI/ISO 11137に準拠しており、滅菌方法として有効であると世界的に認められています。

対象製品

カタログ番号	製品名
430015	ボトルトップフィルター 1,000 mL 45 mm ネック CA 0.22 μm
430049	ボトルトップフィルター 500 mL 45 mm ネック NY 0.2 μm
430186	フィルターシステム 1,000 mL CN 0.2 μm
430512	ボトルトップフィルター 500 mL 33 mm ネック CA 0.45 μm
430513	ボトルトップフィルター 500 mL 45 mm ネック CA 0.22 μm
430514	ボトルトップフィルター 500 mL 45 mm ネック CA 0.45 μm
430515	フィルターシステム 1,000 mL NY 0.2 μm
430516	フィルターシステム 1,000 mL CA 0.45 μm
430517	フィルターシステム 1,000 mL CA 0.22 μm

430521	ボトルトップフィルター 500 mL 33 mm ネック CA 0.22 µm
430624	ボトルトップフィルター 150 mL 33 mm ネック CA 0.22 µm
430625	ボトルトップフィルター 150 mL 33 mm ネック CA 0.45 µm
430626	ボトルトップフィルター 150 mL 45 mm ネック CA 0.22 µm
430627	ボトルトップフィルター 150 mL 45 mm ネック CA 0.45 µm
430756	フィルターシステム 250 mL CN 0.2 µm
430758	フィルターシステム 500 mL CN 0.2 µm
430767	フィルターシステム 250 mL CA 0.22 µm
430768	フィルターシステム 250 mL CA 0.45 µm
430769	フィルターシステム 500 mL CA 0.22 µm
430770	フィルターシステム 500 mL CA 0.45 µm
430771	フィルターシステム 250 mL NY 0.2 µm
430773	フィルターシステム 500 mL NY 0.2 µm
431096	フィルターシステム 250 mL PES 0.22 µm
431097	フィルターシステム 500 mL PES 0.22 µm
431098	フィルターシステム 1,000 mL PES 0.22 µm
431117	ボトルトップフィルター 500 mL 33 mm ネック PES 0.22 µm
431118	ボトルトップフィルター 500 mL 45 mm ネック PES 0.22 µm
431153	フィルターシステム 150 mL PES 0.22 µm
431154	フィルターシステム 150 mL CA 0.22 µm
431155	フィルターシステム 150 mL CA 0.45 µm
431160	ボトルトップフィルター 150 mL 33 mm ネック PES 0.22 µm
431161	ボトルトップフィルター 150 mL 45 mm ネック PES 0.22 µm
431174	ボトルトップフィルター 1,000 mL 45 mm ネック PES 0.22 µm
431205	フィルターシステムカップ 500 mL ボトル 1,000 mL CA 0.22 µm
431206	フィルターシステムカップ 500 mL ボトル 1,000 mL CA 0.45 µm
431474	フィルターシステム 1,000 mL PES 0.1 µm
431475	フィルターシステム 500 mL PES 0.1 µm
430281	ストレージボトル 250 mL
430282	ストレージボトル 500 mL
430518	ストレージボトル 1,000 mL
431175	ストレージボトル 150 mL

変更時期

2024年2月下旬より順次

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上