

2022年4月25日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® クローズドシステムソリューション製品の
ルアーロックプラグ代替品追加に関するご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning クローズドシステムソリューション製品のルアーロックプラグ代替品が追加されることをご案内申し上げます。

本変更は、製品の安定供給を目的としています。製品自体の仕様に変更はありません。

敬具

記

変更点

クローズドシステムソリューション製品で使用している現行のルアーロックプラグに予期せぬ供給遅延が発生しております。その代替品として、新しいルアーロックプラグを追加します。供給状況に応じて、併用していきます。

本変更により、製品供給のリスクが軽減されます。新しいルアーロックプラグは形状のみ異なり(図1)、装着感、機能、性能等に変更はありません。リスクアセスメントを実施し、バリデーションは不要と判断しています。

なお、製品の適合性、機能、製造場所、原産国、製造方法、品質検査の方法、その他カタログ番号については、変更はありません。

対象製品

カタログ 番号	製品名
4626	マイクロキャリア 100g ボトル用滅菌キャップールアーロック
4628	マイクロキャリア 500g ボトル用滅菌キャップーMPC
11440	三角フラスコ 1L 小フィルター、ディップチューブ、 オスルアーロック付き
11705	遠沈管 50mL アクセサリー、ディップチューブ付き
11706	遠沈管 50mL アクセサリー付き
11750	遠沈管 500mL アクセサリー付き
11650	ストレージボトル 150mL トランスファーキャップ付き、 オスルアーロック
11655	ストレージボトル 250mL トランスファーキャップ付き、 オスルアーロック
11665	ストレージボトル 500mL トランスファーキャップ付き、 オスルアーロック
11680	ストレージボトル 1000mL ランスファーキャップ付き、 オスルアーロック
11405	三角フラスコ 125mL トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
11410	三角フラスコ 250mL トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
11415	三角フラスコ 250mL トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
11425	三角フラスコ 500mL トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
11460	三角フラスコ 2L トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
11465	三角フラスコ 2L トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
11495	三角フラスコ 3L トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
11260	遠心ボトル 500mL ディップチューブなし、メスルアーロック

図 1：新旧ルアーロックプラグの違い

上から見た比較



旧プラグ

新プラグ

下から見た比較



旧プラグ

新プラグ

変更時期

2022年4月製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上