

2022年2月14日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning® ディスポーザブルスピナーフラスコ用  
トランスファーキャップの金型変更に関するご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning ディスポーザブルスピナーフラスコ用トランスファーキャップの金型変更が変更されることをご案内申し上げます。

本変更は、製品供給を改善するための変更であり、新しい金型のデザインによる原料変更や新たな原料を使用する変更はございません。また、製品自体の適合性、機能、製品の重要な属性、仕様、材質、滅菌方法、滅菌場所、滅菌保証レベル（SAL）の変更もございません。

敬具

記

**変更点**

3つの独立した構成部品から1つの構成部品に変更されます。既存の成形品の材質は熱可塑性エラストマーで、新しい成形品では一貫性を保つために、3つの独立した構成部品ごとに別の樹脂を使用する代わりに、同じ不透明樹脂を使用し、新しい材質は導入しません。

現在のデザインと検証用サンプルのデザインを図1と図2に示します。図のサンプルは、1例として特定のアクセサリーを取り付けた検証サンプルですが、対象製品に記載されているその他のアクセサリーを使用したすべての製品に影響があります。新しいデザインは、現在のデザインとの寸法の違いはありません。本変更が製品の機能性やフィット感に影響を与えないことを確認するため、バリデーションを行っています。

## 変更時期

2021年12月以降製造分から順次新デザインに変更

## 対象製品

カタログ番号	製品名
3528	スピナーフラスコ 500mL 用サイドアームアッセンブリー、 1/4 インチディップチューブ、0.2 $\mu$ m ベントフィルター、 オスディスコネクタ付き
3545	スピナーフラスコ 1L 用サイドアームアッセンブリー、 1/4 インチディップチューブ、0.2 $\mu$ m ベントフィルター、 オスディスコネクタ付き
3546	スピナーフラスコ 1L 用サイドアームアッセンブリー、 1/4 インチディップチューブ、オスディスコネクタ
3558	スピナーフラスコ 3L 用サイドアームアッセンブリー、 1/4 インチディップチューブ、0.2 $\mu$ m ベントフィルター、 オスディスコネクタ付き
3559	スピナーフラスコ 3L サイドアームアッセンブリー、 1/4 インチディップチューブ、オスディスコネクタ付き
3562	スピナーフラスコ 1L 用サイドアームアッセンブリー
3564	スピナーフラスコ 3L 用サイドアームアッセンブリー
3565	スピナーフラスコ 500mL 用サイドアームアッセンブリー
3569	スピナーフラスコ 1L サイドアームアッセンブリー、
3579	スピナーフラスコ 3L サイドアームアッセンブリー、

図1 : MLLコネクタ付トランスファーキャップ




現デザイン



新デザイン

図2 : MPCコネクター付トランスファーキャップ



現デザイン



新デザイン

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上