

2022年5月30日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® ハイパーフラスコのキャップ仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning ハイパーフラスコ製品について、キャップの仕様が変わりますのでご案内申し上げます。包装仕様、品質基準、滅菌工程に変更はありません。

敬具

記


変更内容

キャップの回転止めの形状と位置が変更になります。変更後は、回転止めが現在の位置の180°手前でキャップに係合します。また、キャップの噛み合わせを維持するためのネジ山も追加されます。

本変更は、キャップが密閉されることにより発生する輸送時の破損を防ぐためのものです。



変更前



変更後

対象製品

カタログ 番号	製品
10020	CellBIND ハイパーフラスコ M バーコード付き (4個)
10024	CellBIND ハイパーフラスコ バーコード付き (24個)
10030	CellBIND ハイパーフラスコ M バーコード付き個別包装 (4個)
10031	ハイパーフラスコ M 無処理 バーコード付き 個別包装 (4個)
10034	CellBIND ハイパーフラスコ M バーコード付き (24個)

変更開始時期

2022年2月28日製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上