

2022年4月18日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® ヌー・シーラムのボトル追加に関するご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning ヌー・シーラムのボトルが追加されることをご案内申し上げます。

本変更は、製品の安定供給を目的としています。製品自体の仕様に変更はありません。

敬具

記

変更点

ヌー・シーラムで使用している現行のNalgene PETGボトルの代替品として、Nalgene PETボトルを追加します。製品評価を行った結果、品質上の影響がないことを確認しました。

本変更により、製品供給のリスクが軽減されます。PETボトルは、PETGボトルと比較して、サイズが若干異なります(表1)。このわずかなサイズの違いは、製品の最終的な包装には、ほとんど影響を与えません。供給状況に応じて、PETGボトルとPETボトルを併用します。

なお、製品の適合性、機能、製造場所、原産国、製造方法、品質検査の方法、その他カタログ番号については、変更はありません。

対象製品

カタログ番号	製品名
355100	ヌー・シーラム 100mL 25% born calf serum -20°C
355104	ヌー・シーラム IV 100mL 25% fetal bovine serum -20°C
355500	ヌー・シーラム 500mL 25% born calf serum -20°C
355504	ヌー・シーラム IV 500mL 25% fetal bovine serum -20°C

表 1 : PETG ボトルと PET ボトルのサイズの違い

	100mL 製品		500mL 製品	
	PETG ボトル	PET ボトル(新)	PETG ボトル	PET ボトル(新)
高さ	110 mm	104 mm	75 mm	76 mm
本体(四角)	54 mm	52 mm	178 mm	173 mm

変更時期

2022年4月18日製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上