

2021年1月12日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning ピペット一部製品 個別包装変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning ピペットの一部製品について個別包装の仕様が変更になりますのでご案内申し上げます。本変更に伴う製品自体の仕様やパッケージの密閉性、滅菌保証レベルに変更はございません。

敬具

記

**変更内容**

オールプラスチック個別包装のパッケージを改良し、現在のストローラップ包装から、人間工学に基づいた開封のしやすいバナナピール包装へと変更になります。本変更に伴い、二次包装と外箱のサイズが変更となります。

**対象製品**

カタログ番号	製品名
4011	ストリペット 1 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4012	ストリペット 1 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4021	ストリペット 2 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4051	ストリペット 5 mL 個別包装 (プラスチック包装)
9099	アスピレーションピペット 5 mL
4101	ストリペット 10 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4492	ストリペット 10 mL 個別包装 (プラスチック包装、ワイドチップタイプ)
4251	ストリペット 25 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4501	ストリペット 50 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4484	ストリペット 100 mL 個別包装 (プラスチック包装)

## パッケージ

変更箇所	変更点
個別包装	オールプラスチック素材 - 上面材質：PET - 底面材質：ナイロン/LDPE ストローラップ包装からバナナピール包装へと変更（写真参照）
二次包装	包装袋の幅が7.75インチから10.5インチへと変更
外箱	強度：44 ECT 外寸：次表参照

## 外箱サイズ

カタログ 番号	ピペット 容量	現在の外寸	変更後の外寸
		縦 × 横 × 高さ (インチ)	縦 x 横 x 高さ (インチ)
4011	1 mL	14.5625 × 10 × 10.625	15.9375 × 13.3125 × 11.625
4012	1 mL	13.3125 × 6.8125 × 4	15.9375 × 7.8125 × 5.125
4021	2 mL	14.5625 × 10 × 10.625	15.9375 × 13.3125 × 11.625
4051, 9099	5 mL	15.625 × 7.3125 × 4.625	15.625 × 7.5 × 7.625
4101, 4492	10 mL	15.8125 × 8.3125 × 4.625	15.625 × 7.5 × 7.625
4251	25 mL	16.0625 × 10.3125 × 8.875	15.8125 × 11.5625 × 8.375
4501	50 mL	15.8125 × 8.3125 × 8.625	15.625 × 8 × 9.375
4484	100 mL	15.8125 × 11.8125 × 9.625	15.625 × 10 × 11.75

## ピペット個別包装

変更前 オールプラスチック



変更後 オールプラスチック



### 変更時期

2021年4月以降を予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上