

2022年6月20日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® ストリップウェルマイクロプレート 一部製品**
ストリップタブデザイン変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度ストリップウェルマイクロプレートの一部製品について、ストリップのタブ部分のデザインが下記の通り変更となりますことをご案内申し上げます。

本変更は、製造効率を上げ、より製品を安定的に供給することを目的としたものです。本変更に伴う製品自体の原材料や適合性、機能性、仕様、製造拠点、製造国に変更はございません。

敬具


記

変更点

ストリップのタブのドットマークがすべてなくなります。4点付いていたドットマークはアルファベットと数字に変更となります。本変更は、製品の表面処理やその性能に影響を与えません。

上段：変更前

下段：変更後



対象製品

カタログ 番号	製品名
2580	1 x 8 ストリップウェル透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし (ホルダーなし)
42592	1 x 8 新型ストリップウェル透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし (ホルダー付)
92592	1 x 8 ストリップウェル透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし (ホルダー付)
9102	マルチプルウェルプレート 8 ウェルストリップ 12 ホルダー平底フタ付 (個別)

変更時期

2022年7月以降製造分よりを予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上