

修理および校正サービス用 デコンタミネーションフォーム

CORNING

本フォームは、作業者の安全を確保することを目的とし、お客様からお預かりする器物の汚染が完全に除去されていることを宣言していただくための証明書です。もれなくご記入のうえ、**器物送付時に同封してください**。本フォームが提出されない場合は、校正および修理サービスをお受けすることができない場合がございます。

● 器物に使用しているサンプル、試薬

サンプル、試薬の種類	
溶液、溶媒の種類	
生物由来	ヒト由来、ヒトDNA/RNAを発現しているもの、ヒトDNA/RNAを含むもの 詳細 _____ ヒト以外の生物由来 詳細 _____ 生物由来ではない
ご使用になられている施設の バイオセーフティレベル	BSL1 BSL2 BSL3/4*
危険な物質や ヒトの病原体との接触	ある 詳細 _____ ない
放射性物質の使用	ある* ない

* 修理および校正サービスをお受けすることはできません。

● デコンタミネーション方法

デコンタミネーション方法	
--------------	--

推奨方法

ピペッター : オートクレーブあるいはエタノール/IPA (≥70%) での清拭
その他の機器 : エタノール/IPA (≥70%) での清拭

〈署名〉

送付物が事前に慎重に洗浄され、効果的な方法でデコンタミネーションされていることを宣言します。

お客様自筆署名	ご所属名	日付