

2021年12月13日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Falcon® および Costar® ストリペット ピペット製品**
品質保証レベル変更時期遅延に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、2021年9月21日にご案内しましたFalcon および Costar ストリペット ピペット製品の品質保証レベル変更に関して、変更時期の遅延が発生いたしましたのでご案内申し上げます。

当初の予定より変更にかかっており、現時点では、2021年12月末～2022年1月の製造分から変更予定となっております。

この度は、変更時期の遅延が発生し申し訳ございません。

敬具

記

変更点**① 滅菌保証レベルの向上**

ピペットのSterility Assurance Level (SAL)が 10^{-3} から 10^{-6} に引き上げられます。ANSI/AAMI/ISO 11137 "Sterilization of health care products-Radiation "の要求事項に基づいて滅菌され、線量計算されて出荷されます。製品は最低でもSAL 10^{-6} を満たします。

② ヒト DNAフリー表示の追加

ピペットには、Human DNA-Free(ヒト DNAフリー) の表示がされます。

③ ExtractablesとLeachablesデータ提供

お客様のご要望に応じてピペットのExtractables と Leachablesのデータをご提供いたします。

対象製品

Costar® ストリペット ピペット製品

カタログ 番号	製品名
4485	ストリペット 1mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4486	ストリペット 2mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4487	ストリペット 5mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4488	ストリペット 10mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4489	ストリペット 25mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4490	ストリペット 50mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4491	ストリペット 100mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
7000	ストリペット 100mL トリプルパック
7015	ストリペット 10mL トリプルパック
7016	ストリペット 25mL トリプルパック
7017	ストリペット 50mL トリプルパック
7041	ストリペット 1mL トリプルパック
7042	ストリペット 2mL トリプルパック
7045	ストリペット 5mL トリプルパック
4051	ストリペット 5mL 個別包装 (プラスチック包装)
4011	ストリペット 1mL 個別包装 (プラスチック包装)
4012	ストリペット 1mL 個別包装 (プラスチック包装)
4021	ストリペット 2mL 個別包装 (プラスチック包装)
4101	ストリペット 10mL 個別包装 (プラスチック包装)
4251	ストリペット 25mL 個別包装 (プラスチック包装)
4484	ストリペット 100mL 個別包装 (プラスチック包装)
4492	ストリペット 10mL 個別包装 (プラスチック包装、ワイドチップタイプ)
4501	ストリペット 50mL 個別包装 (プラスチック包装)
4010	ストリペット 1mL バルク包装
4020	ストリペット 2mL バルク包装
4050	ストリペット 5mL バルク包装
4100	ストリペット 10mL バルク包装
4250	ストリペット 25mL バルク包装
4500	ストリペット 50mL バルク包装

Falcon® ピペット製品

カタログ 番号	製品名
357507	ピペット 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357525	ピペット 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357535	ピペット 25mL 0.5mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛) エクステンド追加目盛
357543	ピペット 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357550	ピペット 50mL 1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357551	ピペット 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357558	ピペット アスピレーティング 2mL 綿栓なし
357501	ピペット アスピレーティング 5mL 綿栓なし
356543	ピペット アドバンテージ 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356507	ピペット アドバンテージ 2mL 0.01mL 目盛綿栓付き(2方向目盛)
356521	ピペット アドバンテージ 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き
356525	ピペット アドバンテージ 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356535	ピペット アドバンテージ 25mL 0.5mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛) エクステンド追加目盛
356550	ピペット アドバンテージ 50mL 1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356551	ピペット アドバンテージ 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357600	ピペット 100mL 1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357506	ピペット 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(バルクパッケージ)
357508	ピペット 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357529	ピペット 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357515	ピペット 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357530	ピペット 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357521	ピペット 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き

変更時期

2021年12月末～2022年1月以降の製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上