

# Corning® Cell Strainers

## シングルセルのサンプル調製を簡略化

# セルストレーナー

CORNING

コーニングセルストレーナーは主要なブランドの50mL遠沈管で使用可能です

Corning®セルストレーナーは、プライマリー細胞などの細胞塊を分散化するためのナイロンメッシュです。開封してすぐ使え、均一なシングルセル懸濁液を迅速に得られます。

以下の様なサンプル調製に適します。

- フローサイトメトリーのサンプル
- 血球細胞のシングルセル懸濁液
- プライマリー細胞培養と免疫原のための試料
- 組織由来のプライマリー細胞の分散

次の用途でも使用可能です。

- 40  $\mu$ m よりも大きい微粒子を含んでいる溶液のプレフィルター
- 細胞の継代や計数、解析、凍結前の細胞懸濁液の不要物除去

### 特長

- 40、70、100  $\mu$ m サイズの強靱なナイロンメッシュなので、様々なアプリケーションに最適です。
- メッシュは細胞毒性のない素材です
- $\gamma$ -線滅菌済み
- 開封しやすい個別包装
- メッシュサイズ別に色違いのポリプロピレンフレーム
- フレームはピンセット等でつまむのに適したタブ付きです。


New!



メッシュサイズを色別で示しています。  
(青；40  $\mu$ m、白；70  $\mu$ m、黄；100  $\mu$ m)

## Corning® セルストレーナー 製品一覧

カタログ番号	ポアサイズ	フレームの色	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円)
431750	40μm	青	個別包装	50個	10,000
431751	70μm	白	個別包装	50個	10,000
431752	100μm	黄	個別包装	50個	10,000



Corning®はCORNING Incorporatedの登録商標です。  
価格は2014年7月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。  
商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承下さい。  
For a listing of trademarks, visit us at [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks)  
保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

**CORNING** | **FALCON**® **AXYGEN**® **PYREX**® **GOSELIN**™

総販売元

**コーニングインターナショナル株式会社**  
**ライフサイエンス事業部**

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291  
[www.corning.com/lifesciences](http://www.corning.com/lifesciences)  
[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)