



## Axygen ハイブリッドラック ピペットチップ

コーニングの革新的なハイブリッドデザインで  
環境フットプリントの改善を

ラボで使用するプラスチックの量を減らしたい、ラボでのサステナビリティを高める簡単な方法を探したい、そう思ったことはありませんか？

コーニングも皆様と同じようにサステナビリティに真剣に取り組んでおり、カーボンフットプリントを減らす方法を常に模索しています。ハイブリッドラック ピペットチップは、ポリプロピレン製のデッキと紙製のベースを組み合わせた、研究における機能性とサステナビリティを両立させた製品です。品質や快適性、信頼性を犠牲にすることはありません。

- ▶ 滅菌済み
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ヒト gDNA および PCR 阻害因子フリー
- ▶ フィルター付きにはポリエチレン製フィルターを採用
- ▶ 正確性の向上と最大限のサンプル回収には、Axygen Maxymum Recovery® 表面もお選びいただけます

革新的な紙とプラスチックの  
ハイブリッドデザインにより、  
従来のチップラックと比べて  
プラスチック使用量

**70% 減**

### 環境への配慮を、 コーニングと共に

紙製のベースは  
一般的な資源ごみ  
分別収集で簡単に  
リサイクルできるため、  
ラボで廃棄される  
プラスチックの量を  
大幅に減らすことができます。



### 機能性と サステナビリティの融合

独自のハイブリッドデザインは  
安定したプラットフォームで、  
マルチチャンネルを含む  
すべてのマニュアルピペッターで  
紙製のベースから  
直接ピペットチップを  
装着できます。



本製品は Corning® EcoChoice™ 製品で、アメリカ合衆国の FTC ガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、および流通しています。詳細は、[www.corning.com/jp/EcoChoice](http://www.corning.com/jp/EcoChoice) をご覧ください。

- ▶ Axxygen ピペットチップと同じ均一性と高品質のパフォーマンス
- ▶ フィルターチップリロードシステムとして使用可能な独自のデザイン
- ▶ プラスチック製デッキは Axxygen マルチラックチップシステムおよび Corning DeckWorks™ と互換性あり
- ▶ ISO 13485 および ISO 14001 に準拠したアメリカ合衆国の施設で製造

製品情報

ラック入り、フィルター付き、Maxymum Recovery<sup>®</sup> 表面

| カタログ番号           | 製品名                                                            | 本 /<br>バック | 本 /<br>ケース | メーカー希望<br>小売価格 (円) | 類似製品カタログ番号<br>(プラスチック製ラック) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|
| ERF-10XT-L-R-S   | 10 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み   | 960        | 4,800      | 87,400             | MRF-10XT-L-R-S             |
| ERF-20-L-R-S     | 20 µL ハイブリッドラック チップ<br>フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み           | 960        | 4,800      | 87,400             | MRF-20-L-R-S               |
| ERF-100-L-R-S    | 100 µL ハイブリッドラック チップ<br>フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み          | 960        | 4,800      | 87,400             | MRF-100-L-R-S              |
| ERF-200NX-L-R-S  | 200 µL ハイブリッドラック チップ<br>フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み          | 960        | 4,800      | 87,400             | MRF-200NX-L-R-S            |
| ERF-300XT-L-R-S  | 300 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み  | 960        | 4,800      | 93,700             | MRF-300XT-L-R-S            |
| ERF-1000XT-L-R-S | 1000 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み | 960        | 4,800      | 98,900             | MRF-1000XT-L-R-S           |

ラック入り、フィルター付き

| カタログ番号         | 製品名                                                 | 本 /<br>バック | 本 /<br>ケース | メーカー希望<br>小売価格 (円) | 類似製品カタログ番号<br>(プラスチック製ラック) |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|
| ERF-10XT-R-S   | 10 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>フィルター付き ラック入り 滅菌済み   | 960        | 4,800      | 73,000             | MRF-10XT-R-S               |
| ERF-20-R-S     | 20 µL ハイブリッドラック チップ<br>フィルター付き ラック入り 滅菌済み           | 960        | 4,800      | 73,000             | MRF-20-R-S                 |
| ERF-100-R-S    | 100 µL ハイブリッドラック チップ<br>フィルター付き ラック入り 滅菌済み          | 960        | 4,800      | 73,000             | MRF-100-R-S                |
| ERF-200NX-R-S  | 200 µL ハイブリッドラック チップ<br>フィルター付き ラック入り 滅菌済み          | 960        | 4,800      | 73,000             | MRF-200NX-R-S              |
| ERF-300XT-R-S  | 300 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>フィルター付き ラック入り 滅菌済み  | 960        | 4,800      | 83,100             | MRF-300XT-R-S              |
| ERF-1000XT-R-S | 1000 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>フィルター付き ラック入り 滅菌済み | 960        | 4,800      | 88,600             | MRF-1000XT-R-S             |

ラック入り、フィルターなし

| カタログ番号        | 製品名                                         | 本 /<br>バック | 本 /<br>ケース | メーカー希望<br>小売価格 (円) | 類似製品カタログ番号<br>(プラスチック製ラック) |
|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|
| ER-10XT-R-S   | 10 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>ラック入り 滅菌済み   | 960        | 4,800      | 38,400             | MR-10XT-R-S                |
| ER-200-R-S    | 200 µL ハイブリッドラック チップ ラック入り 滅菌済み             | 960        | 4,800      | 38,400             | MR-200-R-S                 |
| ER-300NX-R-S  | 300 µL ハイブリッドラック チップ ラック入り 滅菌済み             | 960        | 4,800      | 43,400             | MR-300-R-S                 |
| ER-300XT-R-S  | 300 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>ラック入り 滅菌済み  | 960        | 4,800      | 43,500             | MR-300XT-R-S               |
| ER-1000XT-R-S | 1000 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ<br>ラック入り 滅菌済み | 960        | 4,800      | 49,400             | MR-1000XT-R-S              |

・ 価格は 2024 年 7 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。  
・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。  
・ For a listing of trademarks, visit [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks).  
All other trademarks are the property of their respective owners.  
・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。  
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。



総販売元  
コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel : 03-3586-1996  
[www.corning.com/jp/lifesciences](http://www.corning.com/jp/lifesciences)  
[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)

技術サポートへのお問い合わせは  
Tel : 03-3586-1268  
[ScientificSupportJP@corning.com](mailto:ScientificSupportJP@corning.com)