

PCR プレート互換性チャート (続き)

		スタンダードPCR用														サーマルサイクラー																														
		Techne												Corbett Life Science		Ericom			Qiagen		MWG		PeqLab		SensoQuest		Stratagene		TaKaRa		Thermo Hybaid															
Axygen® カタログ番号		3Prime	3PrimeG	3PrimeX	Cyclogene™	Flexigene™	Genius	Genius Quad	Genius (TC412)	Prime	Prime Elite	Prime Elite Satellite	PrimeG	Touchgene® Gradient (TC512)	Touchgene X	Palm-Cycler™ 384	Palm-Cycler 96	DeltaCycler I	Single Block	Twin Block	FlexiGene®	Primus 384	Primus 96	peqSTAR 384	peqSTAR 96	Thermocycler 384	Thermocycler 96	Robocycler	TP240	TP3000	Multiblock System				Omn-E	Omnigene	PCR Express	PCR Sprint	Px2	PxE	Touchdown					
PCRプレート	PCR-96-FLT-C				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■						■	■						■	■	■	■										
	PCR-96-LP-FLT-C								■					■	■			■	■	■															■	■	■	■								
	PCR-96-C								■					■	■			■	■	■																■	■	■	■							
	PCR-96-MB-C																																													
	PCR-96-SG-C								■					■	■				■	■	■																									
	PCR-96M2-HS-C				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																									
	PCR-96-HS-AC-C				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																									
	PCR-96-AB-C																																													
	PCR-96-LP-AB-C																																													
	PCR-96-FS-C				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
	PCR-96-LC480-W-NF																																													
	PCR-384-C							■	■		■	■	■	■	■	■																														
	PCR-384M2-C							■	■		■	■	■	■	■	■																														
PCR-384-RGD-C							■	■		■	■	■	■	■	■																															
PCR-384-LC480-W-NF																																														
PCRストリップ/ シングルチューブ	PCR-0208-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■						■	■																			
	PCR-0108-LP-RT-C													■	■																															
	PCR-0212-FCP-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																										
	PCR-02-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																										
	PCR-0208-AF-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																										
	PCR-0208-AD-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																										

*ABI Fast PCR のみ対応

