

Corning® Cell Strainers

# セルストレーナー

シングルセルのサンプル調整を簡略化

CORNING

Corning セルストレーナーは主要なブランドの 50 mL 遠沈管で使用可能です

Corning セルストレーナーは、初代細胞などの細胞塊を分離するためのナイロンメッシュです。開封してすぐ使用でき、均一なシングルセル懸濁液を迅速に得られます。

以下の様なサンプル調整に適します。

- ▶ フローサイトメトリーのサンプル
- ▶ 血球細胞のシングルセル懸濁液
- ▶ 初代細胞培養と免疫原のための試料
- ▶ 組織由来の初代細胞の分離

次の用途でも使用可能です。

- ▶ 40  $\mu\text{m}$  よりも大きい微粒子を含んでいる溶液のプレフィルター
- ▶ 細胞の継代やカウント、解析、凍結前の細胞懸濁液の不要物除去

## 特長

- ▶ 40、70、100  $\mu\text{m}$  サイズの強靱なナイロンメッシュなので、様々なアプリケーションに最適です。
- ▶ メッシュは細胞毒性のない素材です。
- ▶ 滅菌済みです。
- ▶ 開封しやすい個別包装です。
- ▶ メッシュサイズ別に色違いのポリプロピレン製フレームです。
- ▶ フレームはピンセット等でつまむのに適したタブ付きです。



メッシュサイズを色別で示しています。  
(青：40  $\mu\text{m}$ 、白：70  $\mu\text{m}$ 、黄：100  $\mu\text{m}$ )

# Corning® セルストレーナー



## 製品情報

カタログ 番号	ポアサイズ	フレームの色	包装	1 ケース	メーカー 希望小売価格 (円)
431750	40 μm	青	個別包装	50 個	10,900
431751	70 μm	白	個別包装	50 個	10,900
431752	100 μm	黄	個別包装	50 個	10,900

- ・価格は2022年4月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・For a listing of trademarks, visit [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks).
- ・All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試験です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

# CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel:03-3586-1996 Fax:03-3586-1291  
[www.corning.com/lifesciences](http://www.corning.com/lifesciences)  
[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)

技術サポートへのお問い合わせは  
Tel:03-3586-1268  
[ScientificSupportJP@corning.com](mailto:ScientificSupportJP@corning.com)