

CORNING

新発売記念




Corning® 3D 組織透明化試薬  
スターターキット

40%OFF  
キャンペーン

キャンペーン期間

2021年6月1日(火) ▶ 8月31日(火) 弊社受注分まで

Corning 3D 組織透明化試薬の  
発売を記念して、すぐに使える  
スターターキット (カタログ番号 5730) を  
期間限定で希望小売価格の **40%OFF** で  
ご提供いたします。



## Corning® 3D 組織透明化試薬

Corning 3D 組織透明化試薬は 3D 細胞培養モデル用に設計されており、形態変化を最小限に抑え、かつ蛍光標識の検出感度を下げることなく透明化できます。簡単に使用でき、500 μm 厚までの 3D 細胞培養モデルを特殊な機器や装置を使用することなく 1 時間以内に透明化することができます。広視野、共焦点、ライトシート顕微鏡などの一般的な蛍光イメージング装置やハイコンテンツアナライザーで検出することができます。Corning 3D 組織透明化試薬は、3D 蛍光イメージングに適した程度に透明化しますが、組織全体の形態に影響を与えるほど強力ではありません（収縮などの微小な形態変化は生じることがあります）。

## Corning 3D 組織透明化試薬の利点

- 短時間で透明化
- 免疫蛍光 (IF)、蛍光タンパク質 (FP)、その他蛍光標識に対応
- 使用方法が簡単
- マイクロプレートや自動化装置に対応
- 特別な装置は不要
- 透明化は可逆的で、2D HE染色や免疫組織化学 (IHC) 染色用に復元可

## 製品情報

カタログ番号	製品名	包装	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン特別価格 (円)
5730*	Corning 3D 組織透明化試薬スターターキット	-	1 キット	84,000	<b>50,400</b>
5731*	Corning 3D 組織透明化試薬 (10 mL)	1	1	20,500	-
5732*	Corning 3D 組織透明化試薬 (30 mL)	1	1	51,000	-
5733*	Corning 3D 組織透明化試薬 (100 mL)	1	1	140,000	-
5734*	Corning 3D 透明化 抗体バッファー (30 mL)	1	1	13,000	-
5735*	Corning 3D 透明化 抗体バッファー (100 mL)	1	1	28,000	-
5736*	Corning 3D 透明化 ブロッキングバッファー (30 mL)	1	1	11,000	-
5737*	Corning 3D 透明化 ブロッキングバッファー (100 mL)	1	1	32,000	-
5738*	Corning 3D 透明化 浸透バッファー (30 mL)	1	1	11,000	-
5739*	Corning 3D 透明化 浸透バッファー (100 mL)	1	1	21,000	-
5740*	Corning 3D 透明化 10X 洗浄バッファー (70 mL)	1	1	18,000	-
5741*	Corning 3D 透明化 10X 洗浄バッファー (200 mL)	1	1	34,000	-

\* 特別注文品です。ご注文いただいたからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

## Corning 3D 組織透明化試薬スターターキットには、次の製品が含まれます。

- Corning 3D 組織透明化試薬 (30 mL)
- Corning 3D 透明化 抗体バッファー (30 mL)
- Corning 3D 透明化 ブロッキングバッファー (30 mL)
- Corning 3D 透明化 浸透バッファー (30 mL)
- Corning 3D 透明化 10X 洗浄バッファー (70 mL)

# CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291  
www.corning.com/lifesciences  
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは  
Tel : 03-3586-1268  
ScientificSupportJP@corning.com