


# Survival of the Coolest

CORNING

Corning® CoolCell® は、細胞にとって理想的な  
-1°C / 分の速度で凍結するアルコールフリーの凍結容器

- ▶ フリーザーから取り出すと直ちに室温に回復
- ▶ アルコールを使用した容器に比べて低コスト
- ▶ 使用方法が簡単
- ▶ 標準化された安定的な速度で細胞を凍結できる、  
シンプルで再現性の高い方法



品質保証書はこちらからダウンロードできます。 [www.corning.com/jp/certificates](http://www.corning.com/jp/certificates)

**保証・免責事項：**特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。



さらに詳しく