

Corning® LSE™ Mini Microcentrifuge

## Corning LSE 卓上小型遠心機

CORNING



Corning LSE 卓上小型遠心機は、6,000 rpm (2,000 x g) の一定の速度で動作し、微量サンプルを手元で素早くスピンドウンできるようデザインされています。クイックリリースローターシステムや電動ブレーキなどの設計により、操作をよりシンプルに、より簡便に行うことができます。サンプルをセットし蓋を閉めるとすぐにローターが6,000 rpmまで速やかに加速します。この速度範囲は、マイクロフィルトレーションや一般的な分離操作に適しています。蓋のリリースボタンを押すと電動ブレーキが作動し、ローターが速やかに停止します。Corning LSE 卓上小型遠心機は、マイクロチューブ8本、または8連PCRストリップチューブ4本を一度に処理できます。また、付属のチューブアダプターを使用することで、0.2 mL、0.25 mL、0.5 mLなどの少量サンプルチューブにも対応可能です。

### 特長と利点

- ▶ **クイックリリースローターシステム**でローターの付け替えにツールが不要です。
- ▶ **電動ブレーキ**により作業が効率的に行えます。
- ▶ **コンパクト**で、ラボでのヘビーユースにも耐えられる丈夫なデザインです。
- ▶ 安全性に配慮した**2段階式スイッチ**です。
- ▶ 快適に操作できる**エルゴノミックデザイン**です。

## 製品情報

### Corning® LSE™ 卓上小型遠心機

カタログ番号	製品名	個/ケース	メーカー希望小売価格(円)
6770	Corning LSE 卓上小型遠心機*	1	40,400
6770-RT	1.5 / 2.0 mLチューブ8本用ローター	1	4,700
6770-RTS	8連チューブ4本用ローター	1	3,360
6770-RTA.20	0.2 mLチューブ用アダプター	8	2,840
6770-RTA.25	0.25 mLチューブ用アダプター	8	2,840
6770-RTA.5	0.5 mLチューブ用アダプター	8	2,840
401025	電源アダプター、24 V	1	6,300

\*本体には、アクセサリ(6770-RT、6770-RTS、6770-RTA.20、6770-RTA.25、6770-RTA.5、401025)が付属します。

- ・価格は2022年6月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit us at [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks)
- ・ All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項等に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

# CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ7階  
Tel:03-3586-1996 Fax:03-3586-1291  
[www.corning.com/lifesciences](http://www.corning.com/lifesciences)  
[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)

技術サポートへのお問い合わせは  
Tel:03-3586-1268  
[ScientificSupportJP@corning.com](mailto:ScientificSupportJP@corning.com)