

Corning® Step-R™ and Syringe Tips

ステップ-R 連続分注器とシリンジチップ

CORNING

Corning ステップ-R

ステップ-Rは、揮発性、高密度、粘性のある、または発泡性の液体を取り扱う連続分注が必要なすべてのアプリケーションに適した連続分注器です。1 μ Lから5 mLまでの容量をカバーする8つのサイズのシリンジチップを本体に装着して使用します。軽量構造で、人間工学に基づいた指かけフック付きハンドルは、片手での容量設定や迅速なシリンジチップ充填が可能で、連続分注の操作性に優れています。ステップ-Rの正確なステップ機構は、すべての分注容量の再現性を保証し、シリンジチップを用いたポジティブディスプレイメント方式はコンタミネーションのない操作を可能にします。本体は、機能性と精度についてEN ISO 8655に準拠したテストを実施し、個別の品質管理証明書を添付してお届けします。

特長

- ▶ 簡単な容量設定：本体の容量選択チャートを使って容量を設定します。
- ▶ 迅速かつ正確な連続分注：1回の充填で最大48回の連続分注が可能です。
- ▶ 幅広いポリプロピレンシリンジチップ：8種類のサイズと滅菌の有無から選択できます。
- ▶ ポジティブディスプレイメントシリンジチップ：グリセロールなどの密度の高い液体やエタノールなどの揮発性の高い液体にも使用できます。
- ▶ メンテナンスフリーです。

Corning ステップ-R スターターパック

円滑なスタートを可能にするステップ-R スターターパックは、ステップ-R (本体)、2本のシリンジチップアダプター (25 mLと50 mL)、24本のシリンジチップ (0.05 mL、2.5 mL、5 mL、12.5 mL、25 mL、50 mL) がセットになった便利なパックです。



ステップ-Rには2つのシリンジチップアダプター (25 mLと50 mL) が付属します。



ステップ-R スターターパック

製品情報

Corning® ステップ-Rとシリンジチップ

カタログ番号	製品	数量/ケース	メーカー希望小売価格 (円)
4217	ステップ-R	1	49,700
6620	シリンジチップ 0.05 mL	100	27,600
6628	シリンジチップ 0.05 mL、滅菌済み	100	30,900
6621	シリンジチップ 0.5 mL	100	13,200
6629	シリンジチップ 0.5 mL、滅菌済み	100	19,800
6622	シリンジチップ 1.25 mL	100	13,200
6630	シリンジチップ 1.25 mL、滅菌済み	100	19,800
6623	シリンジチップ 2.5 mL	100	13,200
6631	シリンジチップ 2.5 mL、滅菌済み	100	19,800
6624	シリンジチップ 5 mL	100	13,200
6632	シリンジチップ 5 mL、滅菌済み	100	19,800
6625	シリンジチップ 12.5 mL	100	13,200
6633	シリンジチップ 12.5 mL、滅菌済み	100	19,800
6626	シリンジチップ 25 mL	25	6,100
6634	シリンジチップ 25 mL、滅菌済み	25	7,800
6627	シリンジチップ 50 mL	25	7,100
6635	シリンジチップ 50 mL、滅菌済み	25	8,800

アクセサリ

カタログ番号	製品	数量/ケース	メーカー希望小売価格 (円)
4218	アダプター 25 mL シリンジチップ用	1	1,100
4219	アダプター 50 mL シリンジチップ用	1	1,660

Corning ステップ-R スターターパック

カタログ番号	製品	数量/ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6636	ステップ-R スターターパック 含まれるもの： ステップ-R (カタログ番号 4217) アダプター： 25 mLシリンジチップ用(カタログ番号 4218) 50 mLシリンジチップ用(カタログ番号 4219) シリンジチップ(各5本/パック)： 0.05 mL(カタログ番号 6620) 2.5 mL(カタログ番号 6623) 5 mL(カタログ番号 6624) 12.5 mL(カタログ番号 6625) シリンジチップ(各2本/パック)： 25 mL(カタログ番号 6626) 50 mL(カタログ番号 6627)	1	55,100

- ・ 価格は 2023 年 4 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
- ・ All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel:03-3586-1996 Fax:03-3586-1291
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは

Tel:03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

©2023 Corning Incorporated
CLS-159-02
CLS-EQ-127 REV1
RO-2304-000-0