

キャンペーン期間

2022.11.1(火) ~ 2023.2.28(火) 弊社受注分まで

CORNING

Corning® 機器 年度末キャンペーン

対象製品を期間中 **特別オファー** でご提供いたします。
ピペッターや分注器をはじめ人気のセルカウンターや新製品の卓上小型遠心機などが対象です。



Corning® セルカウンター



- ▶ 高速 – オンライン画像処理により約 3 秒* で細胞数をカウント
- ▶ 正確 – クラウドベースの機械学習アルゴリズムによる高い精度
- ▶ 低コスト – 一般的な、再利用可能なガラス血球計算盤で動作し、消耗品が不要**
- ▶ 使いやすさ – カウンティングチャンバーをステージ上に置きカウントボタンを押すだけ

カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格 (円)
6749	Corning セルカウンター	473,000

* 73 Mbps のダウンロード速度と 20 Mbps のアップロード速度で測定したものです。実際の速度は、インターネット環境によって異なる場合があります。

** Corning セルカウンターにはリユーズブルのカウンティングチャンバーが 1 個付属します。



← デモのご依頼はこちら

<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/resources/webforms/lab-equipment-request.html>

Corning セルカウンターを
1台購入で
ディスプレイカウンティング
チャンバー 50枚をプレゼント!

Corning LSE™ 卓上小型遠心機 **NEW**



- ▶ 6,000 rpm (2,000 x g) の一定の速度で動作
- ▶ マイクロチューブ 8 本、または 8 連 PCR ストリップチューブ 4 本を一度に処理
- ▶ クイックリリースローターシステムでローターの付け替えにツールが不要
- ▶ コンパクトで、ラボでのヘビーユースにも耐えられる丈夫なデザイン
- ▶ 電動ブレーキにより作業が効率的に
- ▶ 安全性に配慮した 2 段階式スイッチ
- ▶ 快適に操作できるエルゴノミックデザイン



カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
6770	Corning LSE 卓上小型遠心機	40,400	32,320

- 本体に付属するもの
- 1.5/2.0 mL チューブ 8 本用ローター
 - 8 連チューブ 4 本用ローター
 - 0.2 mL チューブ用アダプター
 - 0.25 mL チューブ用アダプター
 - 0.5 mL チューブ用アダプター
 - 電源アダプター



← デモのご依頼はこちら

<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/resources/webforms/lab-equipment-request.html>

Corning® ストリペッターウルトラ ピペットコントローラー



- ▶ ガラス及びプラスチック製の 0.5 mL から 100 mL のピペットに対応
- ▶ 液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化
- ▶ 色分けしたノーズピースで使用者もしくはアプリケーション別に区別可能
- ▶ 最適な場所に位置する操作ボタン
- ▶ 3 ポジションのチャージングスタンド

**10%
OFF**

カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
4099	Corning ストリペッターウルトラ ピペットコントローラー	37,800	34,020

Corning ラムダ エリートタッチ ピペッター



- ▶ エルゴノミックデザイン
- ▶ 4 桁設定のカウンター
- ▶ 細身で軽量
- ▶ 軽い力でイジェクト可能
- ▶ オートクレーブ可
- ▶ 購入から 3 年の保証付き

**30%
OFF**

カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
シングルチャンネル			
6050	0.1 - 2	34,600	24,220
6051	0.5 - 10	34,600	24,220
6052	2 - 20	34,600	24,220
6053	5 - 50	34,600	24,220
6054	10 - 100	34,600	24,220
6055	20 - 200	34,600	24,220
6056	100 - 1,000	34,600	24,220
8 チャンネル			
6057	0.5 - 10	87,100	60,970
6058	5 - 50	87,100	60,970
6059	10 - 200	87,100	60,970
6060	30 - 300	87,100	60,970
12 チャンネル			
6061	0.5 - 10	115,000	80,500
6062	5 - 50	115,000	80,500
6063	10 - 200	115,000	80,500
6064	30 - 300	115,000	80,500



← デモのご依頼は
こちら

<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/resources/webforms/lab-equipment-request.html>



期間中にご購入いただいた全てのお客様へピペッターごとに
1 回分の **校正サービス無料クーポン** を進呈します。

※校正内容は、ISO 検査となります。

校正サービスの詳細および依頼方法は下記校正サービスページをご覧ください。

www.corning.com/pipettor-calibration



- ▶ 6種類の容量タイプがあり、1回あたりの分注容量は0.25～100 mL
- ▶ 内蔵再キャリブレーション機構付きで簡単にラボ内でキャリブレーションが可能
- ▶ クイック容量ロックノブ*により正確で再現性の高い容量設定
- ▶ コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能
- ▶ あらゆる方向で使用できる360°回転が可能なバルブブロックを装備
- ▶ 3ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、液戻しに便利
- ▶ 安全に作業ができる独自の液だれ防止システム
- ▶ 分解、清掃が容易



カタログ番号	容量範囲 (mL)	ネジサイズ**	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
6840	0.25 - 2.5	GL 32	1	44,100	30,870
6841	0.5 - 5	GL 32	1	44,100	30,870
6842	1 - 10	GL 32	1	44,100	30,870
6843	2.5 - 25	GL 45	1	58,800	41,160
6844	5 - 50	GL 45	1	63,000	44,100
6845	10 - 100	GL 45	1	79,800	55,860

* 100 mL ディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。

** 直径の異なる4種類のアダプターが付属します (2.5～10 mL モデル用付属アダプター:A25、A28、A40、A45、25～100 mL モデル用付属アダプター:A25、A28、A38、A45/32)。

Corning Step-R™ 連続分注器



- ▶ 簡単な容量設定：デバイス上の容量選択チャートを使って容量を設定
- ▶ 迅速かつ正確な連続分注：1回の充填で最大48回の連続分注が可能
- ▶ 幅広いポリプロピレンシリンジチップ：8種類のサイズと滅菌の有無から選択
- ▶ ポジティブディスプレイメントシリンジチップ：グリセロールなどの密度の高い液体やエタノールなどの揮発性の高い液体にも使用可能
- ▶ メンテナンスフリー

カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格 (円)
4217	Corning Step-R 連続分注器	47,300
6636	Corning Step-R スターターパック*	52,500

* Corning ステップ-R スターターパックは、ステップ-R (本体)、2本のシリンジチップアダプター (25 mLと50 mL)、24本のシリンジチップ (0.05 mL、2.5 mL、5 mL、12.5 mL、25 mL、および50 mL) がセットになった便利なパックです。



← 各種シリンジチップのラインナップはこちら

https://www.corning.com/media/jp/cls/documents/jp-literature/sell_sheet/corning_step-r-cls-159.pdf

・価格は2022年11月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。

・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。

・For a listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.

All other trademarks are the property of their respective owners.

・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。

コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ7階

Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291

www.corning.com/lifesciences

CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは

Tel : 03-3586-1268

ScientificSupportJP@corning.com